

info@arredamenti-italiani.it - 16100 Genova, GE

3314478226 Sms - WhatsApp

Servizio clienti: info@arredamenti-italiani.it Post vendita: ordini@arredamenti-italiani.it

Skype: d-design@outlook.it

BAGNO > Copriwater Dedicati Case Ceramiche



Euro 62,00

Copriwater VAVID

Codice: VD01

Marchio:

Descrizione

Sedili per sanitari fuori produzione dagli anni '70 della Ceramica VAVID. Disponibili bianchi o colorati in poliestere laccato o versione Termoindurente Duroplast (solo bianco) - Con cerniere inox regolabili o Soft-Close. note aggiuntive

DISPONIBILITA': 15 gg. lavorativi dall'ordine x il colorato; 8 gg. per il bianco - CONSEGNA GRATUITA in Italia con scarico al piano strada - La merce viaggia sempre assicurata.

ATTENZIONE: non si accettano resi di sedili privi della protezione e della scatola originale - Per MOTIVI SANITARI il RESO è consentito SOLO per eventuali errori di consegna o difetti / danni imputabili alla produzione – Siamo certi che capirete , vogliamo garantire la massima sicurezza e igiene per tutti i ns. Clienti –

PRODOTTO ITALIANO

MODELLI poliestere laccato

AAMERIC	A
A 1BAHIA 1	
A 2BAHIA 2	
A 4NIKE	
A 5TEBE	

A 6MISTRAL	
DBELLE ARTI	
EEMILIA	
FFARNESE	
GNORDICA	
HPARTENOPEA	
IIO	
LMEDITERRANEA	
MORIENTALE	

MODELLI termoindurente DUROPLAST (solo bianco)

T 1 FARNESE	
T 2 MISTRAL	
T 3PARTENOPEA	
T 4 TEBE	

Sei incerto sul modello del water? Non conosci il Marchio?

compila la SCHEDA TECNICA in allegato con foto wc e invia tutto a:

INFO@STILHOME.IT

oppure

whatsapp al nr. 327 704 9905

Scelta COLORE (poliestere laccato)

indicare il Codice Colore nel RIGO MESSAGGI in fase d'ordine





POLIESTERE COLATO

Il nostro prodotto ancora oggi viene realizzato artigianalmente, con materie di primissima qualità per mantenere lo standard tradizionale e qualitativo che ci distingue da anni...
La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo:
un inserto in legno truciolare pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliestere liquida per circa 3 mm.

Raggiunto il processo d'indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile in modo tale da garantire una buona resistenza agli agenti chimici, non chè un elevata durezza ed una buona capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; di seguito il sedile viene lasciato in una camera chiusa ad una temperatura costante sotto l'illuminazione di luci UV per 48 ore in modo da far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti nella resina che in fase di maturazione ne causano l'ingiallimento.

Questo processo fa si che si possa ottenere una conformità del colore garantita . Il sedile viene poi verificato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti del percorso.

Per la finalizzazione del prodotto si procede quindi con l'applicazione di paracolpi in polietilene, cerniere ed appositi fissaggi il tutto all'interno di una pellicola trasparente termoretraibile e confezionato all'interno della scatola personalizzata.

Nelle circostanze in cui vi è la cerniera V01 va sempre considerata un estensibilità di 3 cm.



Termoindurente DUROPLAST

Il **SEDILE in DUROPLAST** nasce per soddisfare l'esigenza di un prodotto di design simile in tutto e per tutto al prodotto fornito dalla Casa Ceramica madre.

Robusto, resistente alle bruciature e totalmente impermeabile è totalmente asettico e inattaccabile da parte dei più comuni agenti patogeni.

La gamma di questo prodotto comprende modelli universali di varie fasce di prezzo e modelli studiati e progettati per vasi specifici di ceramiche maggiormente commercializzate.

© 2024 www.arredamenti-italiani.it. All Rights Reserved. P.Iva: 02153190992