

[BAGNO](#) > [Copriwater Dedicati Case Ceramiche](#)

Copriwater  
**VAVID**

**Euro 62,00**

**Copriwater VAVID**

**Codice: VD01**

**Marchio:**


Descrizione

Sedili per sanitari fuori produzione dagli anni '70 della Ceramica VAVID. Disponibili bianchi o colorati in poliestere laccato o versione Termoidurente Duroplast ( solo bianco ) - Con cerniere inox regolabili o Soft-Close.

note aggiuntive

DISPONIBILITA': 15 gg. lavorativi dall'ordine x il colorato; 8 gg. per il bianco - CONSEGNA GRATUITA in Italia con scarico al piano strada - La merce viaggia sempre assicurata.

ATTENZIONE: non si accettano resi di sedili privi della protezione e della scatola originale - Per MOTIVI SANITARI il RESO è consentito SOLO per eventuali errori di consegna o difetti / danni imputabili alla produzione – Siamo certi che capirete , vogliamo garantire la massima sicurezza e igiene per tutti i ns. Clienti –

  
PRODOTTO ITALIANO

**MODELLI** *poliestere laccato*

A-----AMERICA

A 1-----BAHIA 1

A 2-----BAHIA 2

A 4-----NIKE

A 5-----TEBE

**A 6 -----MISTRAL**

**D -----BELLE ARTI**

**E -----EMILIA**

**F -----FARNESE**

**G -----NORDICA**

**H -----PARTENOPEA**

**I -----IO**

**L -----MEDITERRANEA**

**M -----ORIENTALE**

**MODELLI** *termoindurente DUROPLAST (solo bianco)*

**T 1 -----FARNESE**

**T 2 -----MISTRAL**

**T 3 -----PARTENOPEA**

**T 4 -----TEBE**

Sei incerto sul modello del water ? Non conosci il Marchio ?

compila la SCHEDA TECNICA in allegato con foto wc e invia tutto a:

**INFO@STILHOME.IT**

oppure

**whatsapp al nr. 327 704 9905**

**Scelta COLORE ( poliestere laccato )**

**indicare il Codice Colore nel RIGO MESSAGGI in fase d'ordine**

The screenshot shows a multi-step order form. Step 1 is 'TIPO & CODICE SCELTO'. Step 2 is 'DATI CLIENTE'. Step 3 is 'DATI SPEDIZIONE'. Below these steps is a list of input fields for shipping details. At the bottom, there is a 'MESSAGGI' field with an arrow pointing to it and the text 'esempio' overlaid. Below the 'MESSAGGI' field are 'CANCELLA' and 'CONFERMA' buttons.

## **POLIESTERE COLATO**



Il nostro prodotto ancora oggi viene realizzato artigianalmente, con materie di primissima qualità per mantenere lo standard tradizionale e qualitativo che ci distingue da anni...

La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo:

un inserto in legno truciolare pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliester liquida per circa 3 mm.

Raggiunto il processo d'indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile in modo tale da garantire una buona resistenza agli agenti chimici, nonchè un'elevata durezza ed una buona capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; di seguito il sedile viene lasciato in una camera chiusa ad una temperatura costante sotto l'illuminazione di luci UV per 48 ore in modo da far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti nella resina che in fase di maturazione ne causano l'ingiallimento.

Questo processo fa sì che si possa ottenere una conformità del colore garantita.

Il sedile viene poi verificato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti del percorso.

Per la finalizzazione del prodotto si procede quindi con l'applicazione di paracolpi in polietilene, cerniere ed appositi fissaggi il tutto all'interno di una pellicola trasparente termoretraibile e confezionato all'interno della scatola personalizzata.

Nelle circostanze in cui vi è la cerniera V01 va sempre considerata un'estensibilità di 3 cm.

## **Termoindurente DUROPLAST**



Il **SEDILE in DUROPLAST** nasce per soddisfare l'esigenza di un prodotto di design simile in tutto e per tutto al prodotto fornito dalla Casa Ceramica madre.

Robusto, resistente alle bruciature e totalmente impermeabile è totalmente asettico e inattaccabile da parte dei più comuni agenti patogeni.

La gamma di questo prodotto comprende modelli universali di varie fasce di prezzo e modelli studiati e progettati per vasi specifici di ceramiche maggiormente commercializzate.